



INSTRUCTIONS

1. Quite unidad de la caja.
2. Coloque Unidad Médica cerca de un gato existente de teléfono o pared. Quite la cuerda que es conectada directamente a este teléfono (no desenchufa de la pared) y el tapón en el puerto "PARED marcada JACK". Si no hay TELEFONO conectado, ve nota abajo*
3. Tape un fin de la cuerda telefónica que suministramos en su teléfono y el otro fin en el puerto "TELEFONO" marcado en la espalda de la Unidad Médica despreciable.

* NOTA: Si no hay teléfono conectado al gato de la pared usted tapa simplemente un fin de la cuerda de teléfono que proporcionamos en la pared y el otro en el puerto "PARED marcada JACK" en la unidad despreciable.

4. Tape el transformador en una salida no-cambiable de pared (uno no controlado por un interruptor).

5. Gire unidad al revés y sitúe interruptor de en/lejos (a la derecha de alambres) y palanca de resbaladero al "en" la posición. (Si usted golpea el botón de emergencia por casualidad, aprieta simplemente el botón claro en la frente de la consola)

6. Quite el colgante del envase y apriete el botón. La unidad dirá "EMERGENCIA" aproximadamente 4-5 veces y entonces dirá "EMERGENCIA INFORMADA". El operario vendrá en después de que aproximadamente 15-30 segundos y permitirá que usted sepa que la señal fue recibida. Hable atrás sin recoger el teléfono. Diga justo al operario su nombre y la dirección y diga que usted prueba su sistema por primera vez.

7. En caso de una emergencia médica verdadera, empuja simplemente el botón médico. El operario vendrá sobre el orador así como ellos hicieron cuando usted probó el sistema.

8. ¡Felicitaciones! Su sistema es ahora conectado y listo para utilizar.

Para Ayuda de Instalación

1-800-906-0872